



ชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

เรื่อง หน่วยของลิตั่งมีชีวิตและการดำเนินชีวิตของพืช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดที่ 1

เรื่อง กล้องจุลทรรศน์



คุณครูอ้อจฉรา สาร้อยทอง
ครู คศ. 2 โรงเรียนสิเกาประชาพุ่งวิทย์
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

คำนำ

ชุดการเรียนการสอนวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำเนินชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ดัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำเนินชีวิต มีทั้งหมด 15 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

ชุดที่ 2 เรื่อง ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต

ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ชุดที่ 4 เรื่อง รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์

ชุดที่ 5 เรื่อง การแพร่และอสูรโนซิส

ชุดที่ 6 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ชุดที่ 7 เรื่อง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ชุดที่ 8 เรื่อง ความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชุดที่ 9 เรื่อง การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืช

ชุดที่ 10 เรื่อง ระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

ชุดที่ 11 เรื่อง ระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

ชุดที่ 12 เรื่อง โครงสร้างและประเภทของคอกไม้

ชุดที่ 13 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก

ชุดที่ 14 เรื่อง การตอบสนองของพืช

ชุดที่ 15 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

สำหรับชุดนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ ขอให้ผู้เรียนอ่านคำชี้แจงการใช้ให้เข้าใจ ก่อนเป็นลำดับแรก และปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อผลที่ดีในการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ตัวผู้เรียน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการเรียนการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์

คู่มือนักเรียน

ประกอบด้วย



คำชี้แจงสำหรับนักเรียน



แบบทดสอบก่อนเรียนและเฉลย



นัตรกิจกรรม



บัตรคำตอบและเฉลย



บัตรสรุปบทเรียน



บัตรแบบฝึกหัดและเฉลย



แบบทดสอบหลังเรียนและเฉลย



คู่มือนักเรียน

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

เรื่อง กล้องจุลทรรศน์



คำชี้แจงสำหรับนักเรียน



1. การเรียนจากชุดการเรียนการสอนนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
2. ให้นักเรียนรับเอกสารจากครูทั้งหมด 11 ฉบับ ดังนี้
 - 2.1 คู่มือนักเรียน
 - 2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน
 - 2.3 บัตรกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์
 - 2.4 บัตรคำตอบ
 - 2.5 บัตรสรุปบทเรียน
 - 2.6 บัตรแบบฝึกหัด
 - 2.7 แบบทดสอบหลังเรียน
 - 2.8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
 - 2.9 เฉลยบัตรคำตอบ
 - 2.10 บัตรเฉลยแบบฝึกหัด
 - 2.11 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
3. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
-
4. สารการเรียนรู้
กล้องจุลทรรศน์

5. บทบาทของนักเรียน

5.1 ก่อนเรียนบทเรียน นักเรียนควรศึกษาคู่มือนักเรียนอย่างละเอียดและให้เข้าใจ

5.2 ขณะเรียน นักเรียนต้องทำกิจกรรมการเรียนตามลำดับดังนี้

5.2.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ ตรวจคำตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้

5.2.2 ทำกิจกรรมตามคำสั่งในบัตรกิจกรรม

5.2.3 บันทึกผลการทำกิจกรรมในบัตรคำตอบ ร่วมตรวจคำตอบจากเฉลยบัตรคำตอบ

5.2.4 ส่งตัวแทนกลุ่มน้ำเส้นอผลการทำกิจกรรม

5.2.5 ร่วมอภิปราย และศึกษารูปแบบเรียนเพื่อสรุปแบบเรียน

5.2.6 ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล และตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยแบบฝึกหัด

5.2.7 ทำแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ ตรวจคำตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้

5.2.8 นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ไม่คุกเคลยก่อนทำกิจกรรม

5.3 เมื่อทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว นักเรียนเก็บรวบรวมเอกสารทุกชุดส่งคืนครูผู้สอน และช่วยกันคุ้มครองความสะอาด

สวัสดีค่ะ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ก่อนค่ะ




แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

คำสั่ง ให้นักเรียนงานเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อมูลข้างล่างใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 6



กล้องจุลทรรศน์

1. เมื่อจะใช้กล้องจุลทรรศน์ นักเรียนวางแผนสไลด์ไว้ที่ส่วนประกอบหมายเลขใด

- ก. หมายเลข 3
- ข. หมายเลข 4
- ค. หมายเลข 8
- ง. หมายเลข 9

2. หมายเลขใด คือ เลนส์ใกล้ตา

- ก. หมายเลข 1
- ข. หมายเลข 2

ก. หมายเลข 3

ง. หมายเลข 4

3. ส่วนประกอบใดที่ประกอบด้วยเลนส์

ก. หมายเลข 1 และ 3

ข. หมายเลข 1 และ 4

ค. หมายเลข 3 และ 4

ง. หมายเลข 3 และ 8

4. ปุ่มปรับภาพละเอียด คือ หมายเลขใด

ก. หมายเลข 3

ข. หมายเลข 5

ค. หมายเลข 7

ง. หมายเลข 9

5. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น นักเรียนจะต้องปรับที่ส่วนประกอบหมายเลขใด

ก. หมายเลข 1

ข. หมายเลข 2

ค. หมายเลข 4

ง. หมายเลข 9

6. หมายเลขอ 9 คือข้อใด

- ก. เล่นส์ไกลั่วตุ
- ข. เล่นส์ไกลั่ต้า
- ค. กระจกเงา
- ง. แบน

7. กล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีเลนส์ไกลั่ต้าและเลนส์ไกลั่วตุที่มีกำลังขยายเท่ากับ 10 และ 50 เท่าตามลำดับ เมื่อใช้กล้องส่องดูเซลล์พืชจะเห็นภาพใหญ่กว่าเดิมกี่เท่า

- ก. 5 เท่า
- ข. 40 เท่า
- ค. 60 เท่า
- ง. 500 เท่า

8. การหาภาพวัตถุควรใช้เลนส์ชนิดใดก่อน


- ก. เลนส์ตากำลังขยายต่ำ
- ข. เลนส์ตากำลังขยายสูง
- ค. เลนส์วัตถุกำลังขยายต่ำ
- ง. เลนส์วัตถุกำลังขยายสูง

9. ภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์เป็นภาพชนิดใด


- ก. ภาพจริงหัวตั้ง
- ข. ภาพจริงหัวกลับ
- ค. ภาพเสมือนหัวตั้ง
- ง. ภาพเสมือนหัวกลับ

10. ถ้าต้องการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดมากขึ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร

- ก. ปรับแท่นวางสไลด์
- ข. ปรับกระจกให้กล้อง
- ค. หมุนปุ่มปรับภาพขยาย
- ง. หมุนปุ่มปรับภาพลดเสียง



บัตรกิจกรรม




ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

เรื่อง กล้องจุลทรรศน์




คำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษากิจกรรมที่กำหนดให้และปฏิบัติตามกิจกรรม
พร้อมกับตอบคำถามในบัตรคำตอบ



สวัสดีค่ะ ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เป็นการเรียน
เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ พร้อมแล้วใช่ไหมคะ...





กิจกรรมที่ 1 เรื่อง กล่องจุลทรรศน์



จุดประสงค์ของกิจกรรม



เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และมีความรู้ความสามารถดังนี้

1. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของกล่องจุลทรรศน์ได้
2. ใช้และเก็บรักษากล่องจุลทรรศน์ได้ถูกต้อง
3. ระบุขนาดของวัตถุและบันทึกภาพของวัตถุที่เห็นจากกล่องจุลทรรศน์ได้

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี



ลำดับ	รายการ	จำนวน/กลุ่ม
1	กล่องจุลทรรศน์	1 กล่อง
2	สไลด์และกระจกปิดสไลด์	1 ชุด
3	หลอดหยด	1 อัน
4	น้ำ	10 cm ³

วิธีการทดลอง



1. ศึกษาส่วนประกอบของกล่องจุลทรรศน์จากภาพ เปรียบเทียบกับกล่องจุลทรรศน์ที่ใช้ในชั้นเรียน
2. ศึกษาวิธีการใช้กล่องจุลทรรศน์ตามขั้นตอนดังนี้
 - 2.1 ใช้มือที่ถนัดจับแบบของกล่องจุลทรรศน์ อีกมือรองรับนำหันที่ฐานกล่อง วางกล่องลงบนโต๊ะพื้นเรียบ
 - 2.2 หมุนเล่นส์ไกล็อกวัตถุกำลังขยายตัวมาไว้ตรงตำแหน่งวัตถุที่จะถู
 - 2.3 ปรับกระจากใต้กล่องเพื่อรับแสงสว่างที่พอยเม่าให้ผ่านเข้าสู่ช่องรับแสง เตรียมสไลด์โดยหยดน้ำลงบนแผ่นสไลด์ที่มีพยัญชนะรูปตัว C ปิดด้วยกระจากปิดสไลด์ วางสไลด์ลงบนแผ่นวางแผนวางสไลด์ให้ตรงกับช่องรับแสง
 - 2.4 มองด้านข้างของแท่นวางแผนวางวัตถุในแนวระนาบ หมุนปุ่มปรับภาพขยายเพื่อเลื่อนเลนส์ไกล็อกวัตถุให้ลงไปอยู่ในตำแหน่งต่อสุด

2.5 มองผ่านเล่นส์ไกล์ต้าโดยลีมตาทั้งสองข้าง หมุนปุ่มปรับภาพขยายให้เล่นส์เดือนห่างจากสไลด์ จนกระทั้งมองเห็นภาพของวัตถุ

2.6 หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

2.7 ขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยหมุนเล่นส์ไกล์ตั้กุกำลังขยายปานกลางและกำลังขยายสูงเข้ามา ไว้ตรงตำแหน่งที่จะดูตามลำดับ ปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นด้วยปุ่มปรับภาพละเอียด (ห้ามใช้ปุ่มปรับภาพขยายกับเล่นส์วัตถุที่มีกำลังขยายสูง)

2.8 บันทึกกำลังขยายของภาพวัตถุจากกำลังขยายของเล่นส์ไกล์ต้าคุณด้วยกำลังขยายของเล่นส์ไกล์ตั้กุ

2.9 บันทึกภาพที่ปรากฏจากกล้องจุลทรรศน์

บันทึกผลการทดลอง



ตาราง กำลังขยายและภาพที่ปรากฏจากกล้องจุลทรรศน์

กำลังขยายของภาพ	ลักษณะภาพที่ปรากฏจากกล้องจุลทรรศน์

คำถาม



- ถ้าต้องการให้แสงส่องผ่านเข้ามาในกล้องจุลทรรศน์ได้เต็มที่ ควรทำอย่างไร
- ในการหาพยัญชนะตัว C เมื่อวงแหวนสไลด์ลงบนแท่นวางวัตถุแล้วควรปฏิบัติอย่างไร
- เมื่อมองเห็นภาพของพยัญชนะตัว C ถ้าต้องการให้ภาพชัดเจนมากขึ้นและมองเห็นตำแหน่งที่เราสนใจ ควรปฏิบัติอย่างไร
- ถ้าต้องการมองเห็นภาพในกล้องจุลทรรศน์มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
- หลังจากการใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตภาพของพยัญชนะตัว C แล้ว ควรทำความสะอาดและเก็บกล้องจุลทรรศน์อย่างไร
- ภาพของพยัญชนะตัว C ที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์แตกต่างจากภาพของพยัญชนะตัว C ที่มองเห็นทั่วไป อย่างไร
- นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร

บัตรคำตอบ

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์



คำชี้แจง นักเรียนในกลุ่มช่วยกันตอบคำถาม และสรุปเป็นความรู้ จากนั้นช่วยกันตรวจสอบให้ถูกต้องทุกข้อจากเฉลยบัตรคำตอบ ข้อใดไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง

บันทึกผลการทดลอง



ตาราง กำลังขยายและภาพที่ปรากฏจากกล้องจุลทรรศน์



กำลังขยายของภาพ	ลักษณะภาพที่ปรากฏจากกล้องจุลทรรศน์
.....

คำถาม



1. ถ้าต้องการให้แสงส่องผ่านเป้ามาในลำกล้องจุลทรรศน์ได้เต็มที่ ควรทำอย่างไร

.....

2. ในการหาพยัญชนะตัว C เมื่อวงแหวนสีลดลงบนแท่นวางวัตถุแล้วควรปฏิบัติอย่างไร

.....

3. เมื่อมองเห็นภาพของพยัญชนะตัว C ถ้าต้องการให้ภาพชัดเจนมากขึ้นและมองเห็นตำแหน่งที่เราสนใจ ควรปฏิบัติอย่างไร

.....

.....

.....

4. ถ้าต้องการมองเห็นภาพในกล้องจุลทรรศน์มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร

.....
.....
.....
.....

5. หลังจากการใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตภาพของพยัญชนะตัว C แล้ว การทำความสะอาดและเก็บกล้องจุลทรรศน์อย่างไร

.....
.....
.....
.....

6. ภาพของพยัญชนะตัว C ที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์แตกต่างจากภาพของพยัญชนะตัว C ที่มองเห็นทั่วไป อย่างไร

.....
.....
.....


7. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร

บัตรแบบฝึกหัด

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์



ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์



ตอนที่ 2 จงจับคู่ให้มีความสัมพันธ์กัน

กล้องจุลทรรศน์


	หน้าที่	ส่วนประกอบ
(.....)	1. รับแสง	ก. ที่หนีบสไลด์
(.....)	2. วางแผ่นสไลด์	ข. แท่นวางตัวตุ
(.....)	3. จับเคลื่อนย้ายกล้อง	ค. డิอะแฟรม
(.....)	4. ปรับความเข้มของแสง	ง. กระจกเงา
(.....)	5. ปรับภาพให้เห็นชัดเจน	จ. ลำกล้อง
(.....)	6. เลื่อนลำกล้องให้เห็นภาพ	ฉ. เลนส์ใกล้วัตถุ
(.....)	7. อยุ่ไกลักกับตา	ช. ปุ่มปรับภาพขยาย
(.....)	8. อยุ่ไกลักกับวัตถุที่มองเห็น	ซ. ปุ่มปรับภาพละเอียด
(.....)	9. รองรับตัวกล้อง	ญ. เลนส์ไกลักตา
(.....)	10. อยุ่ระหว่างเลนส์ตากับเลนส์วัตถุ	ฎ. ฐาน
		ฎ. แบบ

บัตรสรุปบทเรียน



ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์



หน้าที่ของส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

1. ฐาน เป็นส่วนที่ใช้วางบนโต๊ะและรองรับน้ำหนักของตัวกล้อง
2. แขน เป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างตัวกล้องกับฐาน
3. แท่นวางวัตถุ เป็นแท่นสำหรับวางวัตถุหรือสไลด์ มีช่องกลมอยู่ตรงกลางเพื่อให้แสงจากด้านล่างส่องผ่านเข้ามาได้
4. ที่หนีบสไลด์ เป็นแผ่นโลหะอยู่บนแท่นวางวัตถุ ทำหน้าที่หนีบสไลด์ให้อยู่กับที่
5. ลำกล้อง เป็นท่อเชื่อมระหว่างเลนส์ไกล์ดากับเลนส์ไกล์ด้าวัตถุ
6. เลนส์ไกล์ด้า เป็นเลนส์สูน ทำหน้าที่ขยายภาพของวัตถุ สามารถดัดเปลี่ยนกำลังขยายได้
7. เลนส์ไกล์ด้าวัตถุ เป็นเลนส์สูน ทำหน้าที่ขยายภาพของวัตถุให้เลนส์ไกล์ด้า มีกำลังขยายให้เลือกได้ 3 ขนาด
8. กระจะเจา เป็นกระจะเจา ที่ทำหน้าที่สะท้อนแสงให้ส่องไปที่วัตถุ
9. ปุ่มปรับภาพขยาย สำหรับใช้หมุนหาภาพของวัตถุก่อนใช้ปุ่มปรับภาพละเอียด
10. ปุ่มปรับภาพละเอียด สำหรับใช้หมุนปรับภาพของวัตถุให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันในโรงเรียนมีจำนวนเลนส์ไกล์ด้าวัตถุต่างๆ กันไป เช่น 1 อัน 2 อัน หรือ 3 อัน และมีกำลังขยายต่างๆ กันไป อาจเป็นกำลังขยายต่ำสุด $x 4$ กำลังขยายขนาดกลาง $x 10$ กำลังขยายสูง $x 40$, $x 80$ หรือที่กำลังขยายสูงมากๆ ถึง $x 100$ ส่วนกำลังขยายของเลนส์ไกล์ด้านนี้ โดยทั่วไปจะเป็น $x 10$ แต่บางกล้องที่เป็น $x 5$ หรือ $x 15$ กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์คำนวณได้จากผลคูณของกำลังขยาย ของเลนส์ไกล์ด้าวัตถุ กับกำลังขยายของเลนส์ไกล์ด้า ซึ่งมีกำกับไว้ที่เลนส์


$$\text{กำลังขยาย} = \text{กำลังขยายของเลนส์ไกล์ด้าวัตถุ} \times \text{กำลังขยายของเลนส์ไกล์ด้า}$$

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

คำสั่ง ให้นักเรียนงานเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อมูลข้างล่างใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 7



1. ส่วนประกอบใดที่ประกอบด้วยเลนส์

- ก. หมายเลข 1 และ 3
- ข. หมายเลข 1 และ 4
- ค. หมายเลข 3 และ 4
- ง. หมายเลข 3 และ 8

2. เมื่อจะใช้กล้องจุลทรรศน์ นักเรียนวางแผน
สไตล์ไว้ที่ส่วนประกอบหมายเลขใด

- ก. หมายเลข 3
- ข. หมายเลข 4

ก. หมายเลข 8

ง. หมายเลข 9

3. ปุ่มปรับภาพละเอียด คือ หมายเลขใด

ก. หมายเลข 3

ข. หมายเลข 5

ค. หมายเลข 7

ง. หมายเลข 9

4. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น นักเรียน
จะต้องปรับที่ส่วนประกอบหมายเลขใด

ก. หมายเลข 1

ข. หมายเลข 2

ค. หมายเลข 4

ง. หมายเลข 9

5. หมายเลขใด คือ เลนส์ใกล้ตา

ก. หมายเลข 1

ข. หมายเลข 2

ค. หมายเลข 3

ง. หมายเลข 4

6. ลักษณะ คือ หมายเลขใด
ก. หมายเลข 2
ข. หมายเลข 3
ค. หมายเลข 4
ง. หมายเลข 5

7. กล้องจุลทรรศน์ชี้มีเลนส์ไกลัตตาและเลนส์ไกลัตตุที่มีกำลังขยายเท่ากับ 10 และ 50 เท่าตามลำดับ เมื่อใช้กล้องส่องดูเซลล์พิชจะเห็นภาพใหญ่กว่าเดิมกี่เท่า
ก. 5 เท่า
ข. 40 เท่า
ค. 60 เท่า
ง. 500 เท่า

8. การหาภาพวัตถุควรใช้เลนส์ชนิดใดก่อน
ก. เลนส์ตัดกำลังขยายตัว
ข. เลนส์ตัดกำลังขยายสูง
ค. เลนส์วัตถุกำลังขยายตัว
ง. เลนส์วัตถุกำลังขยายสูง

9. ถ้าต้องการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดมากขึ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปรับเท่านานวัสดุ
ข. ปรับกระจกใต้กล้อง
ค. หมุนปุ่มปรับภาพขยาย
ง. หมุนปุ่มปรับภาพลดลง

10. ภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์เป็นภาพชนิดใด
ก. ภาพจริงหัวตั้ง
ข. ภาพจริงหัวกลับ
ค. ภาพเสมือนหัวตั้ง
ง. ภาพเสมือนหัวกลับ

ภาคผนวก



เฉลยบัตรคำตอบ

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์



ตัวอย่างบันทึกผลการทดลอง

ตาราง กำลังขยายและภาพที่ปรากฏจากกล้องจุลทรรศน์

กำลังขยายของภาพ	ลักษณะภาพที่ปรากฏจากกล้องจุลทรรศน์
$10 \times 10 = 100$ เท่า	C
$10 \times 40 = 400$ เท่า	C
$10 \times 100 = 1000$ เท่า	C

คำถาม



- ถ้าต้องการให้แสงส่องผ่านเข้ามาในลำกล้องจุลทรรศน์ได้เต็มที่ ควรทำย่างไร
แนวคำตอบ ให้หมุนแผ่น iodine แฟร์ม ปรับแสงตามต้องการ
- ในการภาพขยายขนาดตัว C เมื่อ光แผ่น iodine ลงบนแท่นวางวัตถุแล้วควรปฏิบัติอย่างไร
แนวคำตอบ ปรับปุ่มปรับภาพขยาย
- เมื่อมองเห็นภาพของขยายขนาดตัว C ถ้าต้องการให้ภาพชัดเจนมากขึ้นและมองเห็นตำแหน่งที่เราสนใจ ควรปฏิบัติอย่างไร
แนวคำตอบ ปรับปุ่มปรับภาพละเอียด


4. ถ้าต้องการมองเห็นภาพในกล้องจุลทรรศน์มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
แนวคิดตอบ ให้หมุนเลนส์ใกล้ватถุอันที่มีกำลังขยายสูงขึ้นเข้ามาในแนวลำกล้อง
5. หลังจากการใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตภาพของพยัญชนะตัว C แล้ว ควรทำความสะอาดและเก็บกล้องจุลทรรศน์อย่างไร
แนวคิดตอบ ต้องเอวัตถุที่ศึกษาออก เช็คแท่นวางวัตถุและเช็คเลนส์ให้สะอาด หมุนเลนส์วัดถุ กำลังขยายต่ำสุดให้อ่ายุ่งกลางลำกล้อง และเลื่อนลำกล้องลงต่ำสุด ปรับกระจกให้อยู่ในแนวตั้งจากก้นแท่นวางวัตถุ แล้วเก็บใส่กล่องหรือใส่ตู้ให้เรียบร้อย
6. ภาพของพยัญชนะตัว C ที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์แตกต่างจากภาพของพยัญชนะตัว C ที่มองเห็นทั่วไป อย่างไร
แนวคิดตอบ พยัญชนะรูปตัว C ที่ปรากฏในกล้องจุลทรรศน์จะกลับซ้ายไปขวา และกลับบนลงล่าง และมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับภาพที่มองจากแผ่นสไลด์ซึ่งมองด้วยตาเปล่า
7. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได่าว่าอย่างไร
แนวคิดตอบ กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้คุณวัตถุที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพที่ได้เป็นภาพเหมือนหัวกลับ

บัตรเฉลยแบบฝึกหัด

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์



ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์




ตอนที่ 2 จงจับคู่ให้มีความสัมพันธ์กัน กล้องจุลทรรศน์

	หน้าที่	ส่วนประกอบ
(.....ง.....)	1. รับแสง	ก. ที่หนีบสไลด์
(.....ข.....)	2. วางแผ่นสไลด์	ข. แท่นวางวัตถุ
(.....ฉ.....)	3. จับเคลื่อนย้ายกล้อง	ค. ไดอะแฟรม
(.....ค.....)	4. ปรับความเข้มของแสง	ง. กระจกเงา
(.....ช.....)	5. ปรับภาพให้เห็นชัดเจน	จ. ลำกล้อง
(.....ช.....)	6. เลื่อนลำกล้องให้เห็นภาพ	ฉ. เลนส์ไกลัสตุตุ
(.....ฉ.....)	7. อยู่ไกลัสต้า	ช. ปุ่มปรับภาพขยาย
(.....ฉ.....)	8. อยู่ไกลัสตุตุที่มองเห็น	ซ. ปุ่มปรับภาพละเอียด
(.....ญ.....)	9. รองรับตัวกล้อง	ญ. เลนส์ไกลัสต้า
(.....ช.....)	10. อยู่ระหว่างเลนส์ตากับเลนส์วัตถุ	ญ. ฐาน
		ญ. แขน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง กล้องจุลทรรศน์


ข้อ	เฉลย
1	ค
2	ก
3	ข
4	ข
5	ข
6	ค
7	ง
8	ค
9	ง
10	ง



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง กล่องจุลทรรศน์

ข้อ	เฉลย
1	ก
2	ค
3	ข
4	ข
5	ก
6	ข
7	ง
8	ค
9	ข
10	ง



ประวัติผู้เขียน



ชื่อ- นามสกุล

นางอัจฉรา สารอยทอง

วัน เดือน ปี เกิด

20 พฤษภาคม 2508

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521

ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไทร อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

พ.ศ. 2524

ม.3 โรงเรียนสวัสดิ์ตนาภิมุข อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

พ.ศ. 2527

ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาศ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

พ.ศ. 2531

ค.บ. (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

วิทยาลัยครุสังขลา จังหวัดสangkhla

ประวัติการทำงาน

2533 - 2536

อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

ตำแหน่งบักดอง อําเภอบุนหาย จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดสำนักงานการประ同胞ศึกษาอําเภอบุนหาย

ครู คศ.2 โรงเรียนสิเก้าประชาพุทธิวิทย์

ตำแหน่งบ่อหิน อําเภอสิเก้า จังหวัดตรัง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

2536 - ปัจจุบัน